

Pe Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd161C/Nk1.1 Per Fc - P27814

Numero articolo: CM0010244

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia il CD161c/NK1.1 di topo (clone NKR-P1C). Convalidato per citometria a flusso, rileva le cellule NK di topo. Ideale per la ricerca immunologica e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Rabbit anti-Mouse CD161c/NK1.1 mAb
Note/Alias	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR-P1; Nk1.2; Klrp1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR-P140; NKR-P1.9
Specie	Topo
ID Gene (Uomo)	3820
ID Gene	17059
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 67-223 del CD161/NK1.1 di topo (NP_001153376.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P27814
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio