

Pe Coniglio Anti-Mouse Cd162/Psgl-1 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q3Ta56

Numero articolo: CM0012568

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio contro CD162/PSGL-1 di topo, validato per citometria a flusso. Specifico per topo, con immunogeno costituito da proteina ricombinante che copre gli aminoacidi 18-320. Adatto per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD162/PSGL-1 mAb
Osservazioni/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	6404
GeneID	20345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 18-320 del CD162/PSGL-1 di topo (NP_000000.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q3TA56
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio