

Mab Pe Di Coniglio Anti-Cd163 Di Topo Per Citometria A Flusso - Q2Vlh6

Numero articolo: CM0011744

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD163 di topo (M130), adatto per citometria a flusso (FC). Targetizza la proteina M130 di tipo 1 ricca di cisteine del recettore scavenger, coinvolta nella clearance dell'emoglobina e nelle risposte antinfiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD163 di topo
Note/alias	CD163v2; CD163v3; M130
Specie	Topo
ID del gene (umano)	9332
ID del gene (topo)	93671
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-260 di CD163 di topo (NP_444324.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q2VLH6
Peso della proteina	121kDa/125kDa
Spedizione	Borsa refrigerante