


Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Rabbit Anti-Mouse Cd18 Per Fc - P11835

Numero articolo: CM0003986



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE che mira al CD18 del topo (integrina beta-2), validato per citometria a flusso. Reagisce specificamente con campioni di topo, 85 kDa. Ideale per la ricerca sull'adesione leucocitaria, la migrazione delle cellule immunitarie e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale PE Rabbit anti-Mouse CD18
Note/Alias	2E6; LAD; Cd18; Lfa1; MF17; LCAMB
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3689
GeneID	16414
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-771 del CD18 del topo (NP_032430.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P11835
Peso proteico	85 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante