

Pe Coniugato Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd19 Per Fc - P25918

Numero articolo: CM0008034

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato a PE Coniglio anti-Mouse CD19, validato per citometria a flusso (FC). Corecettore marcatore delle cellule B; ideale per lo sviluppo di saggi immunoenzimatici e la ricerca sulle cellule B. Reagisce con il mouse. - P25918

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniugato Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Mouse CD19
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	930
Gene ID	12478
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD19 di mouse.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P25918
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio