


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd1D Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P11609 / P11610

Numero articolo: CM0010023



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE mirante al CD1d murino (P11609/P11610), validato per la citometria a flusso per studiare la presentazione degli antigeni lipidici e la biologia delle cellule NKT nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD1d mAb
Osservazioni/Alias	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	912
GeneID (Mouse)	12479/12480
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-305 del CD1d murino (NP_031665.2/NP_031666.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P11609/P11610
Peso proteico	39kDa/38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio