

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Topo Cd200/Ox2 Per Fc - O54901

Numero articolo: CM0004288

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD200/OX2 marcato con PE, validato per citometria a flusso. Rileva la glicoproteina di membrana OX-2 coinvolta nella costimolazione dei linfociti T e nella regolazione delle cellule mieloidi. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-topo CD200/OX2
Note / Alias	OX2; Mox2
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	4345
ID gene	17470
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 31-232 della CD200/OX2 di topo (NP_034948.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	O54901
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio