


Pe Coniugato Rabbit Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd204 Per Fc - P30204

Numero articolo: CM0005748



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD204 di topo (recettore scavenger dei macrofagi di tipo I/II). Convalidato per citometria a flusso (FC), adatto per lo studio dell'immunità innata, dell'aterosclerosi e della funzione dei macrofagi. UniProt P30204.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Rabbit anti-Mouse CD204 mAb
Annotazioni / Alias	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1
Specie	Topo
GeneID (umano)	4481
GeneID	20288
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-458 di CD204 di topo (NP_001106797.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P30204
Peso della proteina	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio