


Pe Coniglio Anti-Mouse Cd206/Mmr Anticorpo Monoclonale - Q61830

Numero articolo: CM0005139



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato PE di coniglio contro il recettore 1 della mannosio dei macrofagi murini (CD206/MMR), validato per la citometria a flusso (di superficie e intracellulare) in campioni di topo. Ideale per la ricerca in immunologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD206/MMR mAb
Note/Alias	MR; CD206
Specie	Mouse
GeneID (umano)	4360
GeneID	17533
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-154 del CD206/MMR murino (NP_032651.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra),FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q61830
Peso Proteico	165 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio