

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Topo Cd23 Per Fc - P20693

Numero articolo: CM0012312

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD23 (Fcer2) di topo, progettato per citometria a flusso. Reagente affidabile per lo studio delle funzioni dei linfociti B e dei macrofagi mediate dal recettore IgE. Monoclonale, specifico per specie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Mouse CD23 mAb
Note/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Specie	Topo
GeneID (umano)	2208
GeneID	14128
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 50-331 di CD23 di topo (NP_038545.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P20693
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio