

Pe Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd235A/Glicoforina A Di Topo Per Fc - P14220

Numero articolo: CM0009015

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro il CD235a (Glicoforina A) del topo, validato per la citometria a flusso. Una proteina di membrana eritrocitaria maggiore cruciale per la stabilità della membrana e gli antigeni del gruppo sanguigno MN. SWISS: P14220.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD235a/Glicoforina A di topo
Note/Alias	GPA; CD235a
Specie	Topo
GeneID (Umano)	2993
GeneID	14934
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-108 del CD235a del topo (NP_034499.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P14220
Peso Proteico	18 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio