

## Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Topo Cd24 Per Citometria A Flusso - P24807

Numero articolo: CM0008288

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia CD24 murino (HSA, Ly-52, nectadrina), convalidato per citometria a flusso. Adatto per studi di immunofenotipizzazione e differenziazione cellulare in cellule linfoidi, mieloidi e eritroidi di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | mAb PE coniglio anti-topo CD24                                                                                                                        |
| Note/Alias          | HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina                                                                                                                          |
| Specie              | Topo                                                                                                                                                  |
| GeneID (umano)      | 100133941                                                                                                                                             |
| GeneID              | 12484                                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante   Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-53 di CD24 di topo (NP_033976.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                 |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                                                                  |
| SWISS               | P24807                                                                                                                                                |
| Peso proteico       | 8kDa                                                                                                                                                  |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                                 |