

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Topo Cd25 Per Fc - P01590

Numero articolo: CM0008492

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia CD25 murino (IL-2R α , p55), adatto per applicazioni di citometria a flusso nello studio delle cellule T regolatorie e dei meccanismi di tolleranza immunitaria. Questo anticorpo è specifico per la catena alfa del recettore IL-2 di topo ed è ideale per l'identificazione di Treg e i saggi funzionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Mouse CD25
Note/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Specie	Topo
GeneID (Umana)	3559
GeneID	16184
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-236 di CD25 di topo (NP_032393.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P01590
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio