

Anticorpo Monoclonale Pe Rabbit Anti-Mouse Cd262/Trailr2 Per Fc - Q9Qzm4

Numero articolo: CM0004375

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che mira a CD262/TRAILR2 murino (Recettore della morte 5) per citometria a flusso. Adatto per ricerche su apoptosi, segnalazione dei recettori della morte e cancro in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Mouse CD262/TRAILR2 mAb
Note/Alias	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
Specie	Mouse
ID gene (Umano)	8795
ID gene	21933
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 53-170 di CD262/TRAILR2 murino (NP_064671.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q9QZM4
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio