

Pe Coniglio Anti-Mouse Cd267/Taci Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q9Et35

Numero articolo: CM0009800

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirante al CD267/TACI murino (Tnfrsf13b) per applicazioni di citometria a flusso. Rileva un recettore di 27 kDa che media la stimolazione delle cellule B e T. Specifico per topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD267/TACI mAb
Osservazioni/Alias	Taci, 1200009E08Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	23495
GeneID (Topo)	57916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 5-129 del CD267/TACI murino (NP_067324.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9ET35
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio