

Pe Coniglio Anti-Mouse Cd268/Baff-R Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q9D8D0

Numero articolo: CM0008084

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirante al CD268/BAFF-R del mouse (recettore del fattore di attivazione delle cellule B/difetto di maturazione delle cellule B). Validato per la citometria a flusso, adatto per studi sulla segnalazione del recettore delle cellule B e sulla sopravvivenza delle cellule B mature.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD268/BAFF-R mAb
Osservazioni/Alias	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	115650
GeneID	72049
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-71 del CD268/BAFF-R del mouse (NP_082351.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q9D8D0
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio