

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Topo Cd272/Btla Per Fc - Q7Tsa3

Numero articolo: CM0009654



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia il CD272/BTLA murino, validato per citometria a flusso. Attenuatore dei linfociti B e T coinvolto nella regolazione immunitaria. Ideale per applicazioni di ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Mouse CD272/BTLA
Note/Alias	A630002H24
Specie	Topo
GeneID (Umano)	151888
GeneID	208154
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-176 della CD272/BTLA di topo (NP_001032808.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q7TSA3
Peso proteico	22kDa/34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio