


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd274/Pd-L1 Di Topo Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - Q9Ep73

Numero articolo: CM0011843



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro il PD-L1 (CD274) di topo, diretto contro il dominio extracellulare. Validato per la citometria a flusso in campioni di topo; adatto alla ricerca sui checkpoint immunitari e sull'immunologia dei tumori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD274/PD-L1 di topo coniugato con PE
Note/Alias	B7h1, Pdl1, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	29126
GeneID	60533
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9EP73
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico