

Pe Coniglio Anti-Mouse Cd28 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P31041

Numero articolo: CM0004635



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio contro CD28 di topo, convalidato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'attivazione delle cellule T, della costimolazione e dell'omeostasi immunitaria. Reagisce con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD28 mAb
Osservazioni/Alias	Cd28
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	940
Gene ID	12487
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-149 del CD28 di topo (NP_031668.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P31041
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio