

Pe Coniugato A Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mouse Cd301 (Mgl1/2) Per Citometria A Flusso - P49300 / Q8Jzn1

Numero articolo: CM0012697

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE, specifico per il CD301 (MGL1/2) del topo, per citometria a flusso. Riconosce la lectina CLEC10A sui macrofagi; supporta la ricerca in immunità tumorale, infiammazione del tessuto adiposo e infezioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PE Coniugato a Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Mouse CD301 (MGL1/2)
Note/Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	10462/54551
GeneID (Topo)	17312/216864
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 57-304 del CD301a del topo (NP_034926.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P49300/Q8JZN1
Spedizione	Borsa del ghiaccio