


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Topo Cd304/Neuropilina-1 Per Fc - P97333

Numero articolo: CM0011390



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia CD304/Neuropilina-1 murino, validato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Adatto per studi sulla neurogenesi, l'angiogenesi e la ricerca in biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-topo CD304/Neuropilina-1
Note/Altri nomi	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Specie	Topo
GenelD (Uomo)	8829
GenelD	18186
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-856 di CD304/Neuropilina-1 murino (NP_032763.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P97333
Peso proteico	103kDa
Spedizione	Busta di ghiaccio