

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd32 Coniugato A Pe Per Fc - P08101

Numero articolo: CM0012583

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro CD32 murino (FcγRIIB), validato per citometria a flusso. Adatto per lo studio della funzione del recettore IgG nelle cellule linfoidi e mieloidi. Uniprot: P08101.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD32 mAb
Osservazioni/Alias	CD32, Fcgr2, Fcr-2, Fcr-3, Ly-17, LyM-1, Lym-1, fcRII, FcgRII, Fcgr2a, Ly-m20, Fc[g]RII, F630109E10Rik
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	2213
Gene ID	14130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-207 del CD32 murino (NP_034317.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P08101
Peso proteico	31kDa/33kDa/36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio