

Pe Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd34 Per Fc - Q64314

Numero articolo: CM0010280

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro il CD34 di topo, validato per la citometria a flusso (FC). Adatto per lo studio dell'adesione delle cellule staminali/progenitrici ematopoietiche e dell'ematopoiesi precoce. Reagisce con il CD34 di topo. UniProt: Q64314.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Mouse CD34 coniugato a PE
Note/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	947
GeneID	12490
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-287 del CD34 di topo (NP_598415.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q64314
Peso Molecolare Proteina	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio