

Pe Coniglio Anti-Cd35 Mab Di Topo - Cd35

Numero articolo: CM0009516

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia la CD35 murina (Cr1, C3DR) per citometria a flusso (FC). Reagisce con il topo, peso proteico 113 kDa. Ideale per la ricerca immunologica sui recettori del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Mouse CD35 mAb
Note/Alias	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
Specie	Topo
ID gene (Umano)	1380
ID gene	12902
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-396 della CD35 di topo (NP_001355694.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
Peso proteico	113 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio