

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd352/Slamf6 Di Topo Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - Q9Et39

Numero articolo: CM0008512

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro CD352/SLAMF6 di topo (Ly108/NTB-A), validato per la citometria a flusso. Adatto allo studio della segnalazione e della modulazione delle cellule immunitarie mediate dai recettori della famiglia SLAM in campioni ematopoietici murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD352/SLAMF6 di topo coniugato con PE
Note/alias	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Specie	Topo
GeneID (umano)	114836
GeneID	30925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-235 di CD352/SLAMF6 di topo (NP_001334115.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9ET39
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante