

Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Cd366 (Tim-3) Di Topo Per Citometria A Flusso - Q8Vim0

Numero articolo: CM0012169



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE, prodotto in coniglio, contro CD366 (TIM-3) di topo, validato per la citometria a flusso. Specifico per il topo, espresso su cellule Th1, cellule T CD8+, macrofagi e cellule dendritiche. Ideale per la ricerca sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD366 (TIM-3) di topo
Note/Alias	Tim3; TIM-3; Timd3
Specie	Topo
GeneID (Umano)	84868
GeneID	171285
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-191 di CD366 (TIM-3) di topo (NP_599011.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8VIM0
Peso della proteina	22kDa/31kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante