

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Rabbit Anti-Mouse Cd40 Per Citometria A Flusso - P27512

Numero articolo: CM0009238

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE specifico per il CD40 murino (TNFRSF5, Bp50), validato per citometria a flusso. Bersaglia il dominio extracellulare (aa 20-189). Ideale per studi sull'attivazione dei linfociti B e sulla segnalazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale PE Rabbit anti-Mouse CD40
Alias	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	958
ID Gene	21939
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-189 del CD40 murino (NP_035741.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P27512
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacca refrigerante