

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Cd43 - P15702

Numero articolo: CM0005509



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce il CD43 murino (Leukosialin). Validato per citometria a flusso, adatto per immunofenotipizzazione, studi di attivazione dei linfociti T e migrazione in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse CD43
Note/Alias	Cd43; Ly48; Galgp; Ly-48; A630014B01Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6693
GeneID	20737
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-248 del CD43 murino (NP_033285.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P15702
Peso Proteico	40 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio