

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Mouse Cd44 Per Fc - P15379

Numero articolo: CM0009479



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro il CD44 murino (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Convalidato per citometria a flusso (FC). Adatto per studiare l'adesione cellulare, l'homing linfocitario e il legame con l'ialuronano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Mouse CD44
Note/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Specie	Mouse
ID gene (Umano)	960
ID gene	12505
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-176 del CD44 murino (NP_033981.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P15379
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio