

Mab Pe Coniglio Anti-Topo Cd45 Per Fc - P06800

Numero articolo: CM0009683

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE affidabile specifico per CD45 murino (PTPRC, antigene comune dei leucociti). Ottimizzato per citometria a flusso (FC), ideale per immunofenotipizzazione e approvvigionamento di materie prime per applicazioni diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-topo CD45
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Topo
GeneID (Umano)	5788
GeneID	19264
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-566 della proteina CD45 di topo (NP_001104786.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06800
Peso proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio