

Pe Coniugato Con Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mouse Cd45.1 Mab - P06800

Numero articolo: CM0010531

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro il CD45.1 del mouse per la citometria a flusso. Riconosce l'antigene leucocitario comune, una fosfatasi tirosin-proteica di tipo recettore C, con reattività specifica per campioni di mouse.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniugato con Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Mouse CD45.1 mAb
Note/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	5788
ID Gene	19264
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 311-410 del CD45.1 del mouse (NP_001104786.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio