

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Contro Cd47 Di Topo Per Fc - Q61735

Numero articolo: CM0010063

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD47 (IAP) di topo per citometria a flusso. Validato per campioni di topo, bersaglia l'antigene di superficie dei leucociti coinvolto nell'adesione cellulare e nella regolazione immunitaria. UniProt Q61735.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio contro CD47 di topo
Note/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	961
GeneID	16423
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-135 di CD47 di topo (NP_034711.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61735
Peso proteico	35 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio