

Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Cd5 Di Topo Per Fc - P13379

Numero articolo: CM0011559

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, specifico per il CD5 di topo (antigene Ly-1), validato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca sulle cellule T e sulle cellule B1a, sulla tolleranza immunitaria e sugli studi di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD5 di topo
Note/alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Specie	Topo
GeneID (umano)	921
GeneID	12507
Immunogeno	Proteina ricombinante / proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 di topo (NP_031676.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P13379
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio