

Anticorpo Monoclonale Pe Coniugato, Coniglio Anti-Mouse Cd50/Icam-3 (Icam-5/Telencefalina) Per Fc - Q60625

Numero articolo: CM0006018

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, specifico per il CD50/ICAM-3 (ICAM-5/Telencefalina) del topo, validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sull'adesione neuronale e la neuroimmunologia da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale PE coniglio anti-mouse CD50/ICAM-3
Note/Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Specie	Topo
GeneID (Umano)	7087
GeneID (Topo)	15898
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-227 del CD50/ICAM-3 del topo (NP_032345.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q60625
Peso Molecolare Proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio