

Pe Rabbit Anti-Mouse Cd6 Mab - Q61003

Numero articolo: CM0004942

introduzione

Anticorpo monoclonale PE Rabbit anti-Mouse CD6 per citometria a flusso. Rileva il CD6 murino, un antigene T-cellulare coinvolto nell'adesione, nella costimolazione e nell'immunità innata. PM: 64/68/72 kDa. Swiss-Prot: Q61003. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Mouse CD6 mAb
Note/Alias	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
Specie	Topo
GenID (Uomo)	923
GenID	12511
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-155 della CD6 di topo (NP_033982.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q61003
Peso proteico	64kDa/68kDa/72kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio