

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Contro Topo Cd62E Per Fc - Q00690

Numero articolo: CM0010851

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD62E (E-selectina) di topo, validato per citometria a flusso. Adatto per studi di immunoadesione e traffico leucocitario in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio contro topo CD62E
Annotazioni/Alias	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectina
Specie	Topo
GenelD (umano)	6401
GenelD	20339
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 22-557 della CD62E di topo (NP_035475.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q00690
Peso proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio