

Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Cd62L Di Topo Per Citometria A Flusso - P18337

Numero articolo: CM0009601

introduzione

Anticorpo monoclonale PE di coniglio anti-CD62L di topo per citometria a flusso. Riconosce la L-selectina (CD62L), validato nel topo. Indicato per lo studio dell'attrazione dei linfociti e del rotolamento dei leucociti. SWISS: P18337.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD62L di topo
Note/alias	Lnhr; CD62L; LAM-1; Ly-22; Lyam1; LECAM1; Ly-m22; Lyam-1; LECAM-1; L-selectina
Specie	Topo
GeneID (umano)	6402
GeneID	20343
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-332 della CD62L murina (NP_035476.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18337
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante