

Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Cd68 Di Topo Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P31996

Numero articolo: CM0012762

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro CD68 di topo (macrosialina), per applicazioni di citometria a flusso intracellulare. Adatto per la colorazione di macrofagi e cellule dendritiche di topo. Elevata specificità e segnale PE brillante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD68 di topo
Note/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Specie	Topo
GeneID (umano)	968
GeneID	12514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-291 di CD68 di topo (NP_001277987.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Topo
SWISS	P31996
Peso della proteina	35kDa
Spedizione	Borsa refrigerante