

Mab Di Coniglio Anti-Cd70 Di Topo Coniugato Pe Per Fc - O55237

Numero articolo: CM0008570

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro CD70 di topo. Convalidato per citometria a flusso (FC). Utilizzato per studiare la segnalazione CD70-CD27 nell'attivazione delle cellule T e nella sorveglianza immunitaria delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD70 di topo coniugato PE
Note/Alias	Cd27l; CD27LG; Tnfsf7; Tnlg8a
Specie	Topo
GeneID (Umano)	970
GeneID	21948
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 47-195 di CD70 di topo (NP_035747.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	O55237
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio