

Mab Pe Coniugato Di Coniglio Anti-Cd80 Di Topo Per Fc - Q00609

Numero articolo: CM0009522



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia CD80 di topo, una molecola co-stimolatoria chiave dei linfociti T. Validato per citometria a flusso, ideale per la ricerca immunologica e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniugato di coniglio anti-CD80 di topo
Note/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28I; Ly-53; MIC17
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	941
GeneID	12519
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 38-245 di CD80 di topo, NP_033985.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q00609
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio