

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd82 Coniugato A Pe Per Citometria A Flusso - P40237

Numero articolo: CM0004410

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD82 coniugato a PE per citometria a flusso. Riconosce il CD82 murino, una tetraspanina coinvolta nella regolazione immunitaria, nell'adesione e nell'angiogenesi. Adatto per l'analisi di splenociti e cellule renali murine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-mouse CD82 mAb
Osservazioni/Alias	C33; IA4; Kai1; Tspan27
Specie	Mouse
GeneID (umano)	3732
GeneID	12521
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-266 del CD82 murino (NP_001258390.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P40237
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio