

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd83 Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - O88324

Numero articolo: CM0010173

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato con PE mirante al CD83 murino, validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per la ricerca sulle cellule immunitarie, gli studi sulle cellule dendritiche e linfociti e le indagini sulla modulazione della risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-mouse CD83 mAb
Osservazioni/Pseudonimo	mCD83
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	9308
GeneID	12522
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-133 del CD83 murino (NP_033986.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	O88324
Peso proteico	21KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio