

Pe Coniglio Anti-Mouse Cd84 Mab - Q18Pi6

Numero articolo: CM0009651

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio che targeting il CD84 murino (SLAMF5) per citometria a flusso. Ideale per studi sui recettori della famiglia SLAM, immunità adattiva e funzione delle cellule NK/T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD84 mAb
Osservazioni/Alias	CDw84; SLAMF5; A130013D22Rik
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	8832
GeneID	12523
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-221 del CD84 murino (NP_038517.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q18Pi6
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio