

## Pe Coniglio Anti-Mouse Cd86 Mab - P42082

Numero articolo: CM0010055

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE contro CD86 murino, convalidato per la citometria a flusso. Adatto per studi sull'attivazione delle cellule T e sulle vie di costimolazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | PE Coniglio anti-Mouse CD86 mAb                                                 |
| Osservazioni/Alias  | B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28l2; TS/A-2; CD86 |
| Specie              | Mouse                                                                           |
| Gene ID (Umano)     | 942                                                                             |
| Gene ID             | 12524                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                                                           |
| Sorgente            | Coniglio                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                           |
| Applicazione        | FC                                                                              |
| Reattività crociata | Mouse                                                                           |
| SWISS               | P42082                                                                          |
| Peso proteico       | 35 kDa                                                                          |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                              |