

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Di Coniglio Anti-Cd87 Di Topo Per Fc - P35456

Numero articolo: CM0004148



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD87 (uPAR) di topo per citometria a flusso (FC). Validato per campioni murini, ha come bersaglio il recettore dell'urochinasasi coinvolto nell'attivazione del plasminogeno e nella migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniugato PE di coniglio anti-CD87 di topo
Note/Alias	Cd87; uPAR; u-PAR
Specie	Topo
GenelD (umano)	5329
GenelD	18793
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-297 del CD87 di topo (NP_035243.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P35456
Peso Proteico	24kDa/35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio