

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Cd88/C5aR Per La Citometria A Flusso - P30993

Numero articolo: CM0009528



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce il CD88/C5aR del topo, validato per la citometria a flusso (FC). Reagisce con il topo, peso molecolare previsto della proteina 39 kDa. Adatto per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PE mAb di coniglio anti-Mouse CD88/C5aR
Note/Alias	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	728
GeneID (Topo)	12273
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-37 del CD88/C5aR del topo (NP_031603.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P30993
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio