


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Topo Cd8A Per Citometria A Flusso - P01731

Numero articolo: CM0009167



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che riconosce specificamente la CD8a di topo, il corecettore MHC di classe I. Validato per citometria a flusso, consente la rilevazione di linfociti T citotossici e cellule NK nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-topo CD8a
Note / Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	925
GeneID	12525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-196 della CD8a di topo (NP_001074579.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01731
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio