

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd90.2 Coniugato Pe Per Citometria A Flusso - P01831

Numero articolo: CM0010641

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE mirato al CD90.2 (Thy-1) del mouse per citometria a flusso. Adatto per campioni di mouse; aiuta nell'immunofenotipizzazione e negli studi sulle interazioni cellula-cellula.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-mouse CD90.2 mAb
Osservazioni/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	7070
ID Gene	21838
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD90.2 del mouse
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P01831
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio