


Mab Pe Coniglio Anti-Topo Cd95/Fas - P25446

Numero articolo: CM0012195



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD95/FAS di topo per citometria a flusso. Riconosce il membro 6 della superfamiglia dei recettori del fattore di necrosi tumorale di topo (SWISS P25446); adatto per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-topo CD95/FAS
Annotazioni/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Specie	Topo
ID gene (Umano)	355
ID gene	14102
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-169 di CD95/FAS di topo (NP_032013.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P25446
Peso proteico	37 KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio