


Pe Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mouse Cd96/Tactile Per Citometria A Flusso - Q3U0X8

Numero articolo: CM0012427



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che mira al CD96/TACTILE del topo, validato per citometria a flusso. Ideale per studiare l'adesione delle cellule T e NK e le risposte immunitarie in fase tardiva. Q3U0X8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Mouse CD96/TACTILE
Note/Alias	Tactile; 1700109I12Rik
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	10225
ID Gene	84544
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-536 del CD96/TACTILE del topo (NP_115854.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q3U0X8
Peso Proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio